


Моноклональное Антитело Против Кавеолина-1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Ihc-P, Ip, Elisa - Q03135

Артикул: CM0007032



введение

CamelBio предлагает рекомбинантное моноклональное антитело кролика против кавеолина-1 для Вестерн-блоттинга, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA, с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для исследований формирования кавеол, активации Т-клеток и пути Wnt.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против кавеолина-1
Примечания/Альтернативные названия	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Кавеолин-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	857
GeneID	857
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-80 человеческого кавеолина-1 (NP_001744.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF/ICC, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03135
Молекулярная масса белка	20 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом