


Поликлональные Антитела К Кавеолину-1 Для Иф/Ихц И Ифа - Q03135

Артикул: CM0016454



введение

Кроличьи поликлональные антитела к кавеолину-1 человека, подходящие для ИФ/ИХЦ и ИФА. Идеально подходят для изучения кавеол, мембранной сигнализации и активации Т-клеток. SWISS: Q03135.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела к кавеолину-1
Примечания/Синонимы	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Кавеолин-1
Вид	Человек
GeneID (человек)	857
GeneID	857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 кавеолина-1 человека (NP_001744.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИФ/ИХЦ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q03135
Молекулярная масса	20 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом