


Анти-Caveolin-1 Кроличье Mab (Валидировано На Нокауте) Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q03135

Артикул: CM0002869



введение

Высокоспецифичное анти-Caveolin-1 кроличье моноклональное антитело, валидированное на нокауте, подходит для WB, ИHC-P и ELISA. Детектирует Caveolin-1 человека, мыши, крысы. Идеально для исследований биологии кавеол и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на нокауте] Caveolin-1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	CGL3; PPH3; BSCL3; LCCNS; VIP21; MSTP085; Caveolin-1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	857
ID гена	857
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий а.о. 1-80 Caveolin-1 человека (NP_001744.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q03135
Молекулярная масса белка	17кДа/20кДа
Условия доставки	В пакете со льдом