

Кроличья Моноклональная Антитела Против Кавеолина-2 Для Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P51636

Артикул: CM0011905

введение

Кроличья моноклональная антитела, направленная против человеческого кавеолина-2, валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагирует с человеческим и мышинным белком, обнаруживает кавеоларный структурный белок размером 18 кДа, участвующий в сигнализации MAPK и формировании кавеол.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кавеолин-2, кроличья моноклональная антитела
Примечания/алиасы	CAV; Caveolin-2
Вид	Человек
ID гена (человек)	858
ID гена	858
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P51636
Молекулярная масса белка	18 кДа
Доставка	С ледяным пакетом