

Кроличье Поликлональное Антитело К Caveolin-2 Для Wb — P51636

Артикул: CM0021000

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело к Caveolin-2, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека, мыши и крысы. Рекомбинантный иммуноген. Идеально подходит для исследований формирования кавеол и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к Caveolin-2
Примечания/синоним	CAV; Caveolin-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	858
GeneID	858
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–65 человеческого CAV2 (NP_001224.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P51636
Молекулярная масса белка	18 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом