

Поликлональные Антитела Против Кавеолина-3 Для Wb, IHC-P, Elisa - P56539

Артикул: CM0030639

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого Кавеолина-3, валидированные для вестерн-блоттинга, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с человеком и мышью (ожидаемая полоса ~17 кДа). Для изучения восстановления сарколеммы, кавеол и мышечных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кавеолин-3 кролик pAb
Примечания/Псевдонимы	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Caveolin-3
Вид	Человек
ID гена (Человек)	859
ID гена	859
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-151 человеческого Кавеолина-3 (NP_001225.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P56539
Молекулярный вес белка	17 кДа
Доставка	Сумка со льдом