

Анти-Кавеолин-3 (Caveolin-3) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, Ihc-P, Elisa - P56539

Артикул: CM0009449

введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Кавеолина-3 (Caveolin-3, P56539). Валидировано для WB, IHC-P, ELISA, с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходит для исследования функции кавеол и мышечно-специфических заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кавеолин-3 (Caveolin-3) кроличье mAb
Примечания/Псевдонимы	LQT9; MPDT; RMD2; VIP21; LGMD1C; VIP-21; Кавеолин-3 (Caveolin-3)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	859
GeneID	859
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-151 человеческого Кавеолина-3 (Caveolin-3, P56539)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56539
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом