

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cavin2 Для Wb, Ihc-P, Elisa - O95810

Артикул: CM0021132

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против CAVIN2, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально подходит для изучения функции белка, ассоциированного с кавеолами 2 (cavin-2/PS-p68) в изгибах мембраны и биологии кавеол.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кролижье поликлональное антитело к CAVIN2
Примечания/Альтернативные названия	SDR; SDPR; PS-p68; cavin-2; CAVIN2
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8436
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 325-425 человеческого CAVIN2 (NP_004648.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O95810
Молекулярная масса белка	47 кДа
Доставка	Холодильный пакет