

## Поликлональные Антитела К Cbfa2T2 Для Wb, If/Icc, Elisa - 043439

Артикул: CM0030037

### введение

Кроличы поликлональные антитела к белку CBFA2T2 человека, транскрипционному корепрессору, участвующему в поддержании плюрипотентности ЭСК, для методов вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Обладают перекрестной реактивностью с образцами человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | Кроличы пАт к CBFA2T2                                                                                                            |
| Примечания/Синонимы       | ЕНТ; p85; MTGR1; ZMYND3                                                                                                          |
| Вид                       | Человек                                                                                                                          |
| GeneID (Человек)          | 9139                                                                                                                             |
| GeneID                    | 9139                                                                                                                             |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 325-604 CBFA2T2 человека (NP_005084.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                           |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                          |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                             |
| SWISS                     | 043439                                                                                                                           |
| Молекулярная масса        | 67 кДа                                                                                                                           |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                                                                                                                   |