


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cbfa2T3 Для Wb, Elisa — 075081

Артикул: CM0015334



введение

Поликлональное антитело кролика против транскрипционного корепрессора CBFA2T3 (ETO2/MTG16) для WB и ELISA. Валидировано на образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований регуляции транскрипции и рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBFA2T3 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	ETO2; MTG16; MTGR2; ZMYND4; RUNX1T3; CBFA2T3
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	863
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 593-653 человеческого CBFA2T3 (NP_005178.4).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	075081
Молекулярная масса белка	71 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом