


Поликлональные Антитела Против Cbl Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P22681

Артикул: CM0013972



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CBL (Е3 убиквитин-протеин лигазы) для WB, IHC-P, IF/ICC, IP и ELISA. Валидированы на тканях человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения убиквитинирования, сигналинга и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBL Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Вид	Человек
ID гена (человек)	867
ID гена	867
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 850-906 человеческого CBL (NP_005179.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22681
Молекулярная масса белка	100 кДа
Доставка	Хладоэлемент