


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cbl Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ип, Ифа - P22681

Артикул: CM0007514



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, нацеленное на E3 убиквитин-протеинлигазу человека CBL (P22681) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, иммунопреципитации и ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований в области передачи сигнала и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против CBL
Примечания/Альтернативные названия	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	867
Gene ID	867
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 850-906 человеческого CBL (NP_005179.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), иммунопреципитация (IP), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22681
Молекулярная масса белка	100 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом