


Анти-Cbl Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, IHC-P, Elisa - P22681

Артикул: CM0025759



введение

Поликлональные антитела кролика к CBL, валидированные для WB, IHC-P и ELISA. Обнаруживают человеческий CBL, перекрестно реагируют с мышью и крысой. Разработаны для исследований сигналинга ЕЗ-убиквитинлигазы и регуляции рецепторной тирозинкиназы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBL кролик pAb
Примечания/Псевдоним	CBL2; NSLL; C-CBL; RNF55; FRA11B; CBL
Вид	Человек
GeneID (человек)	867
GeneID	867
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 850-906 человеческого CBL (NP_005179.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22681
Молекулярный вес белка	100кДа
Доставка	Сумка со льдом