

Поликлональные Антитела Кролика Против Cblb Для ВБ, Ифа — Q13191

Артикул: CM0024299



введение

Поликлональные антитела кролика против CBLB (Cbl-b, RNF56), валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Обнаруживают CBLB человека, мыши и крысы. Е3 убиквитин-лигаза, регулирующая сигнализацию иммунных рецепторов; идеально подходит для иммунологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBLB кролик pAb
Примечания/псевдонимы	Cbl-b; RNF56; Nbla00127; CBLB
Вид	Человек
GeneID (человек)	868
GeneID	868
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотах 883-982 CBLB человека (NP_001308717.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13191
Молекулярная масса белка	109 кДа
Доставка	Холодовой пакет