


Поликлональные Кроличьи Антитела Anti-Cblc Для Вб, Ифа — Q9ULv8

Артикул: CM0025575



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого CBLC (Е3 убиквитин-протеин лигаза CBL-C), валидированы для применения в вестерн-блоттинге и ИФА, проявляют перекрестную реактивность с человеческим и мышиным белком. Идеально подходят для исследований убиквитинизации и сигналинга EGFR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBLC Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CBL-3; RNF57; CBL-SL; CBLC
Вид	Человек
ID гена (человек)	23624
ID гена	23624
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9ULV8
Молекулярная масса белка	52 кДа
Доставка	Холодовая упаковка