

Поликлональное Кроличье Антитело Против Cbll1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q75N03

Артикул: CM0017644

введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на человеческий CBLL1 (NAKAI/RNF188), E3 убиквитин-лигазу. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышинным белком. Подходит для исследований пути убиквитинирования и m6A метилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBLL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	NAKAI; RNF188; CBLL1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	79872
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-240 человеческого CBLL1 (NP_079090.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q75N03
Молекулярная масса белка	55 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом