


Кроличье Моноклональное Антитело Против Cbr1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P16152

Артикул: CM0007140



введение

Кроличье моноклональное антитело против CBR1, валидированное для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Нацелено на карбонилредуктазу 1, участвующую в метаболизме ксенобиотиков и синтезе простагландинов. Идеально подходит для исследовательских и диагностических целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBR1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Вид	Человек
ID гена	873
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16152
Молекулярный вес белка	30 кДа
Доставка	Сумка со льдом