


Поликлональные Антитела Кролика Против Cbr1 Для Вб, Ифа - P16152

Артикул: CM0027810



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого CBR1 (Карбонильредуктаза [NADPH] 1), валидированные для Вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Реагируют с образцами человека и мыши. Полезны для изучения карбонильного метаболизма и детоксикации лекарств.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	CBR1 кроличьи пАт
Примечания/синонимы	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; CBR1
Вид	Человек
ID гена (человек)	873
ID гена	873
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-277 человеческого CBR1 (NP_001748.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P16152
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом