


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Cbr1 Для Wb — P16152

Артикул: CM0022013



введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CBR1, валидированное на нокаутной модели для вестерн-блоттинга и ELISA. Обнаруживает эндогенный CBR1 в образцах человека и мыши. Подходит для исследования восстановления карбонильных соединений, метаболизма лекарственных средств и синтеза простагландинов. Молекулярная масса ~30 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано на KO] Поликлональное антитело кролика к CBR1
Примечания/синонимы	CBR; hCBR1; PG-9-KR; SDR21C1; R1
Вид	Человек
GeneID (человек)	873
GeneID	873
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–277 человеческого CBR1 (NP_001748.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	P16152
Молекулярная масса белка	30 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом