


Антитело Кролика Против Csb4 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q8N4T8

Артикул: CM0030983



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого CBR4 (SDR45C1), валидированное для WB и ELISA. Перекрестная реакция с крысой. CBR4 — это митохондриальная 3-оксоацил-[ACP] редуктаза, участвующая в биосинтезе жирных кислот и детоксикации хинонов. Идеально подходит для исследований метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBR4 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	SDR45C1; CBR4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84869
ID гена	84869
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-237 человеческого CBR4 (NP_116172.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q8N4T8
Молекулярный вес белка	25кДа
Доставка	Сумка со льдом