

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cbs Для Wb, If-P, Elisa — P35520

Артикул: CM0013695



введение

Кроличья поликлональная антитела CBS для WB, IF-P, ELISA. Обнаруживает цистатионин-бета-синтазу массой 61 кДа у человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований метаболизма гомоцистеина и сигналинга сероводорода.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBS Rabbit pAb
Примечания/псевдонимы	CBSL; HIP4; CBS
Вид	Человек
GeneID (человек)	875
GeneID	875
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P35520
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Айс-бокс