


Моноклональное Антитело Против Cbx1/Hp1 Бета Для Wb, IHC-P, Elisa — P83916

Артикул: CM0006281



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CBX1/HP1 бета (HP1 β), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и иммуноферментного анализа (ELISA). Реагирует с гомологами мыши и крысы. Обнаруживает гетерохроматиновый белок с молекулярной массой 21 кДа, участвующий в эпигенетической репрессии. Идеально подходит для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBX1/HP1 бета кроличье моноклональное антитело
Примечания/алиасы	CBX; M31; MOD1; p25beta; HP1-BETA; HP1Hsbeta; HP1Hs-beta; CBX1/HP1 beta
Вид антигена	Человек
ID гена (человек)	10951
Иммуноген	Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 1-100 человеческого белка CBX1/HP1 бета (NP_006798.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P83916
Молекулярная масса белка	21 кДа
Доставка	Холодовая упаковка