


Поликлональное Антитело Против Cbx7 Для Вестерн-Блоттинга - O95931

Артикул: CM0022903



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CBX7, валидированное для применения в Вестерн-блоттинге. Детектирует полосу при 28 кДа. Идеально для изучения Polycomb-опосредованной транскрипционной репрессии и эпигенетики рака. Перекрестно реагирует с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBX7 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CBX7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23492
GeneID	23492
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 162-251 человеческого CBX7 (NP_783640.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O95931
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	В сумке со льдом