

Поликлональные Антитела Против Cbx8 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - Q9Hc52

Артикул: CM0030228



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против CBX8 (гомолог хромобокс-белка 8), для применения в WB, IHC-P, ELISA. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Рекомбинантный иммуноген. Идеальны для исследований хроматина и эпигенетики.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CBX8 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	PC3; RC1; CBX8
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57332
ID гена	57332
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 80-280 человеческого CBX8 (NP_065700.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Hc52
Молекулярная масса белка	43 кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент