

Поликлональное Антитело Против Scar1 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - Q8Ix12

Артикул: CM0027569

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CCAR1 для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ELISA. Детектирует CCAR1 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследования апоптоза, клеточного цикла и сигнальных путей при раке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCAR1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CCAR1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55749
GeneID	55749
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CCAR1 (NP_060707.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8IX12
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом