

Поликлональное Кроличье Антитело Против Ccar1 Для Wb, Ip, Elisa — Q8Ix12

Артикул: CM0015914

введение

Поликлональное кроличье антитело против CCAR1, валидированное для WB, IP и ELISA на образцах человека, мыши и крысы. CCAR1 является транскрипционным корегулятором и регулятором апоптоза, участвующим в прогрессии клеточного цикла и развитии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против CCAR1
Примечания/синоним	CCAR1
Вид	Человек
GeneID (человек)	55749
GeneID	55749
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-200 человеческого CCAR1 (NP_060707.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IX12
Молекулярная масса белка	133 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом