

Поликлональное Антитело Кролика Против Ccar2 Для Вб, Игк-П И Ифа — Q8N163

Артикул: CM0026957



введение

Поликлональное антитело кролика к CCAR2 реагирует с CCAR2 (DBC1) человека, мыши и крысы. Валидировано для Вестерн-блота, ИГК-П и ИФА. Рекомбинантный иммуноген. Подходит для исследования апоптоза, транскрипционной регуляции и онкологических исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCAR2 кролик пАб
Примечания/алиасы	DBC1; DBC-1; NET35; p30DBC; p30 DBC; KIAA1967; CCAR2
Вид	Человек
ID гена (человек)	57805
ID гена	57805
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 654-923 CCAR2 человека (NP_066997.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8N163
Молекулярная масса белка	103 кДа
Доставка	Айс-бокс