

Поликлональные Антитела Против Ccbl1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - Q16773

Артикул: CM0029080



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CCBL1 (Кинуренин--оксоглутарат трансаминаза 1), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Полезны для изучения катаболизма триптофана и активности цистеин-конъюгат бета-лиазы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCBL1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GTK; KAT1; KATI; CCBL1
Вид	Человек
GeneID (человек)	883
GeneID	883
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-270 человеческого CCBL1 (NP_001116144.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q16773
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	В ледяном пакете