


Поликлональные Антитела Против Ccdc124 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Ihc-P), Ифа - Q96Ct7

Артикул: CM0017235



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого белка CCDC124, регулятора гибернации рибосом и цитокиназа. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ (IHC-P) и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Полезны для исследований клеточного цикла и трансляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CCDC124
Примечания/Псевдоним	Lso2; oxs1; CCDC124
Вид	Человек
ID гена (Человек)	115098
ID гена	115098
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-223 человеческого CCDC124 (NP_612451.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96CT7
Молекулярный вес белка	26кДа
Доставка	Сумка со льдом