


Поликлональные Антитела Против Ccdc124 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ct7

Артикул: CM0013863



введение

Кроличьи поликлональные антитела против CCDC124 (Lso2, oxs1). Валидированы для WB, IHC-P, ELISA на человеке, мыши, крысе. Мише участвует в гибернации рибосом и цитокинезе. Молекулярная масса 26 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CCDC124
Примечания/Псевдонимы	Lso2; oxs1; CCDC124
Вид	Человек
GeneID	115098
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-223 человеческого CCDC124 (NP_612451.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96CT7
Молекулярная масса белка	26 кДа
Доставка	Сумка со льдом