

Поликлональные Антитела Против Ccdc137 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q6Pk04

Артикул: CM0023106

введение

Кроличьи поликлональные антитела (pAb) против CCDC137 нацелены на белок человека, содержащий домен спиральной спирали 137; валидированы для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для изучения взаимодействий белков, связанных с хромосомами.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCDC137 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	RaRF, CCDC137
Вид	Человек
GeneID (Человек)	339230
GeneID	339230
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 213-288 человеческого CCDC137 (NP_954981.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q6PK04
Молекулярный вес белка	33кДа
Доставка	В ледяном пакете