


## Поликлональное Антитело Против Ccdc47 Для Вестерн-Блоттинга, Иф/Ицх, Ифа - Q96A33

Артикул: CM0014503



### введение

Кроличье поликлональное антитело против CCDC47, ключевой субъединицы комплекса РАТ/МРТ. Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Идеально для изучения встраивания белков в ЭПР и кальциевого гомеостаза.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | CCDC47 Кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Альтернативные названия | THNS; GK001; MSTP041; CCDC47                                                                                                         |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (Человек)                   | 57003                                                                                                                                |
| GeneID                             | 57003                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 224-483 белка CCDC47 человека (NP_064583.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФ/ИЦХ, ИФА                                                                                                        |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                 |
| SWISS                              | Q96A33                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 56 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |