

Кроличыи Поликлональные Антитела К Ccdc50 Для Wb И Elisa - Q8Ivm0

Артикул: CM0018992



введение

Кроличыи поликлональные антитела (pAb) к CCDC50 от CamelBio валидированы для методов WB и ELISA и распознают CCDC50 (YMER) человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований EGFR-сигнальных путей и взаимодействий цитоплазматических белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к CCDC50
Примечания/Синонимы	YMER, C3orf6, DFNA44, CCDC50
Вид	Человек
GeneID (человек)	152137
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 10-147 CCDC50 человека (NP_777568.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8IVM0
Молекулярная масса белка	36 кДа
Условия транспортировки	Ледяной пакет