

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ccdc61 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y6R9

Артикул: CM0018695



введение

Кроличьи поликлональные антитела CCDC61, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА на образцах человека. Инструмент для исследований centrosomных белков, когезии центриолей и заякоривания микротрубочек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCDC61 Кроличьи pAb
Примечания/Альтернативные названия	VFL3; hVFL3; CCDC61
Вид	Человек
ID гена (Человек)	729440
ID гена	729440
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 352-531 белка CCDC61 человека (NP_001073871.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9Y6R9
Молекулярная масса белка	57 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом