

Поликлональные Антитела Против Ccdc88A (Girdin) Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - Q3V6T2

Артикул: CM0022035



введение

Высококачественные поликлональные антитела против CCDC88A (Girdin), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА, нацеленные на человеческий CCDC88A/Girdin (UniProt Q3V6T2). Идеально подходят для изучения миграции клеток, сигнального пути EGFR и цитоскелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи pAb против CCDC88A
Примечания/Псевдонимы	APE; GIV; GRDN; PEHO; HKRP1; PEHOL; GIRDIN; KIAA1212; CCDC88A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	55704
GeneID	55704
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1571-1870 человеческого CCDC88A (NP_001129069.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q3V6T2
Молекулярная масса белка	216 кДа
Доставка	В ледяном пакете