

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ccdc92 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q53Hc0

Артикул: CM0030663

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий белок CCDC92, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. CCDC92 играет роль во врожденном иммунитете и ингибирует репликацию вируса Эбола. Пригодно для исследовательского использования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCDC92 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CCDC92
Вид	Человек
GeneID (Человек)	80212
GeneID	80212
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q53HC0
Молекулярная масса белка	37 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом