

Поликлональное Кроличье Антитело К Сск Для Wb И Elisa — P06307

Артикул: CM0019942



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого ССК, валидированное для WB и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для исследований сокращения желчного пузыря, высвобождения панкреатических ферментов и секреции желудочной кислоты.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к ССК
Примечания/синоним	ССК
Вид	Человек
GeneID (человек)	885
GeneID	885
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 21-115 человеческого ССК (NP_000720.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Мышь, крыса
SWISS	P06307
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом