

Анти-Сскаг (Сска1-Р) Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Р32238

Артикул: CM0022558



введение

Поликлональные антитела кролика против ССКАР для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий ССКАР, перекрестно реагируют с мышью. Идеально подходят для изучения рецептора холецистокинина типа А в процессах питания, сокращения желчного пузыря и сигнальной трансдукции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	ССКАР кролик pAb
Примечания/Псевдоним	ССКА-А; ССКА1R; ССКАR; ССКА1-Р; ССКАR
Вид	Человек
ID гена	886 (Человек)
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 100-200 человеческого ССКАР (NP_000721.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Р32238
Молекулярный вес белка	48кДа
Доставка	Сумка со льдом