

Кроличья Поликлональная Антитело Против Cckbr Для Вб, Ифа - P32239

Артикул: CM0025809



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий CCKBR (GASR/CCK-B/CCK2R). Распознает человека, мышь, крысу. Валидирована для ВБ и ИФА. Идеально подходит для исследований сигналинга гастрина/ХЦК, нейробиологии и рака - P32239

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCKBR Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	GASR; CCK-B; CCK2R; CCKBR
Вид	Человек
ID гена (человек)	887
ID гена	887
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 240-335 человеческого CCKBR (NP_795344.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P32239
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодильный пакет