


Кроличье Поликлональное Антитело Против Ccl1 (I-309) Для Вестерн-Блоттинга, Elisa - P22362

Артикул: CM0013319



введение

CamelBio поставляет кроличье поликлональное антитело против человеческого CCL1 (I-309) для Вестерн-блоттинга и ELISA. Этот хемокин привлекает моноциты через рецептор CCR8, являясь ключевым инструментом для исследований воспаления и иммунного ответа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	P500, S1Se, TCA3, I-309, SCYA1, CCL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6346
GeneID	6346
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-96 человеческого CCL1 (NP_002972.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	P22362
Молекулярная масса белка	11 кДа
Условия доставки	В термopakете со льдом