

Моноклональное Антитело Против Ccl17 Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q92583

Артикул: CM0010335



введение

Кроличье моноклональное антитело к человеческому CCL17 (TARC, SCYA17). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммуногистохимии парафиновых срезов и ИФА, обладает перекрестной реактивностью с крысиным белком. Идеально подходит для изучения опосредованного Th2 воспаления, аллергии и сигналинга хемокинов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к CCL17
Примечания/алиасы	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3
Вид	Человек
ID гена (человек)	6361
ID гена	6361
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислотных остатков 24–94 человеческого CCL17 (NP_002978.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, крыса
SWISS	Q92583
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодильный пакет