

Кроличьи Поликлональные Антитела Против Ccl17 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92583

Артикул: CM0027897



введение

Кроличьи поликлональные антитела, нацеленные на хемокин 17 с мотивом C-C (CCL17, TARC) человека. Валидированы для WB и ELISA, реагируют с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Подходят для исследований хемокинов и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL17 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	TARC; ABCD-2; SCYA17; A-152E5.3; CCL17
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6361
GeneID	6361
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-94 человеческого CCL17 (NP_002978.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q92583
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	В ледяном пакете