


Поликлональные Антитела К Ccl19 Для Вб, Иф-П, Ифа - Q99731

Артикул: CM0020077



введение

CamelBio предлагает кроличьи поликлональные антитела к CCL19, валидированные для ВБ, ИФ-П, ИФА. Распознают CCL19 человека, мыши и крысы — ключевой хемокин для исследований трафика Т- и В-лимфоцитов и воспаления, Q99731.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL19 кроличьи поАт
Примечания/синонимы	ELC; CKb11; MIP3B; MIP-3b; SCYA19; CCL19
Вид	Человек
ID гена (человек)	6363
ID гена	6363
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность аминокислот 22-95 CCL19 человека (NP_006265.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99731
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Холодовой пакет