

Кроличье Поликлональное Антитело Против Ccl27 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y4X3

Артикул: CM0027191



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий CCL27 (STACK). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагирует с мышиным белком. Рекомбинантный иммуноген (а.о. 25-112). Для исследований хоминга Т-лимфоцитов. 13 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL27 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	ALP, ILC, СТАК, STACK, PESKY, ESKINE, SCYA27, CCL27
Вид	Человек
ID гена	10850
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 25-112 человеческого CCL27 (NP_006655.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9Y4X3
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом