


Кроличыи Поликлональные Антитела К Ccl28 Для Вб, Ифа - Q9Nrj3

Артикул: CM0026974



введение

Кроличыи поликлональные антитела, направленные против хемокина CCL28 человека, валидированные для ВБ и ИФА. Обнаруживают CCL28 человека, мыши и крысы; участвует в хемотаксисе Т-клеток и эозинофилов. Для научных исследований в области изучения мукозального иммунитета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи пКА к CCL28
Примечания/алиасы	MEC; CCK1; SCYA28; CCL28
Вид	Человек
GeneID	56477
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 20-127 CCL28 человека (NP_683513.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9NRJ3
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом