

Поликлональные Антитела Против Ccl2/Мср-1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх (Парафин), Ифа - P13500

Артикул: CM0029133



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому CCL2/MCP-1, валидированные для Вестерн-блоттинга, ИГХ (Парафин) и ИФА. Обнаруживают эндогенный уровень общего CCL2/MCP-1 с перекрестной реактивностью на мышь и крысу. Идеально подходят для исследований воспаления и атеросклероза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL2/MCP-1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	HC11, MCAF, MCP1, MCP-1, SCYA2, GDCF-2, SMC-CF, HSMCR30, CCL2/MCP-1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6347
GeneID	6347
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-99 человеческого CCL2/MCP-1 (NP_002973.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P13500
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	В ледяном пакете