

Кроличья Поликлональная Антитела Против Ccl3 (Mip-1-Альфа) Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P10147

Артикул: CM0029669



введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против человеческого CCL3 (MIP-1-альфа, SCYA3) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Подходят для исследований воспаления, хемокинов и факторов подавления ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL3 Кроличьи пАт
Примечания/Альтернативные названия	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	6348
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 23-92 человеческого CCL3 (NP_002974.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P10147
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	В пакете со льдом