

Поликлональное Антитело К Ccl3 Кролика Для Вб, Ифа - P10147

Артикул: CM0029283



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CCL3 (MIP-1-альфа), валидированное для вестерн-блоттинга и ИФА, с перекрестной реактивностью к мышам и крысам. Идеально подходит для исследований воспаления и ВИЧ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CCL3
Примечания/алиасы	MIP1A; SCYA3; G0S19-1; LD78ALPHA; MIP-1-alpha; CCL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	6348
ID гена	6348
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 24-92 человеческого CCL3 (NP_002974.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10147
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодовая упаковка