

Кроличья Поликлональная Антитело Против Ccl3L1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P16619

Артикул: CM0029383

введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого хемокина 1-подобного с C-C мотивом (CCL3L1, SWISS P16619).
Валидировано для WB и ELISA, подходит для изучения хемотаксиса, ингибирования ВИЧ и воспалительных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL3L1 Кролика pAb
Примечания/Псевдоним	LD78; 464.2; MIP1AP; SCYA3L; G0S19-2; SCYA3L1; D17S1718; LD78BETA; LD78-beta(1-70); CCL3L1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	6349
ID гена	6349
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P16619
Молекулярный вес белка	10 кДа
Доставка	В ледяном пакете