

Поликлональное Антитело К Ccl4 Кролика Для Вб, Ифа - P14097

Артикул: CM0021492

введение

Кроличье поликлональное антитело к CCL4 (MIP-1-бета) валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА на мышах. Распознает секретируемый хемокин с молекулярной массой 10 кДа, участвующий в воспалении и хемотаксисе. Идеально подходит для иммунодетекционных исследований.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CCL4 Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	Act-2; Mip1b; Scya4; MIP-1B; AT744.1
Вид	Мышь
ID гена (человек)	6351
ID гена	20303
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 24-92 мышиного CCL4 (NP_038680.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P14097
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Сумка-холодильник